



FEATHER TOUCH™  
LANDSBERG

# THE TIME MACHINE

TDDS - Nano Core Technology.



FEATHER TOUCH™  
TCCO - Nano-Cool Technology

FEATHER TOUCH™  
TCCO - Nano-Cool Technology

HELLO, LET'S BE  
HAND-HEAVY™  
HYALURONIC ACID

Trans-Dermal Delivery System™

# FEATHER TOUCH™

## TDDS - Nano Core Technology.

Il nostro organo più grande, la pelle, con il passare degli anni, subisce dei cambiamenti. Diminuendo il processo di autorigenerazione cellulare e di riparazione naturale della pelle, insorgono rughe e pori dilatati e aumentano impurità o macchie.

FEATHER TOUCH™ è un dispositivo professionale, prezioso per la cura domiciliare, che stimola i processi rigenerativi e attiva un processo di comunicazione cellulare con l'attivazione e la sintesi di collagene ed elastina.

La Nano Tecnologia permette di veicolare formule con principi attivi che contengono nanoliposomi incapsulati direttamente all'interno del derma.

La pelle è visibilmente rigenerata e viene attivata la formazione di importanti proteine come l'elastina e il collagene, elementi fondamentali per una pelle sana, luminosa ed un colorito omogeneo. Il risultato? Una pelle radiosa, vitale e giovane.

FEATHER TOUCH™ rappresenta il tuo percorso personale per una pelle perfetta, del viso, collo e decollate, Tale strumento può essere utilizzato su ogni tipo di pelle, e in qualsiasi stagione dell'anno, evitando fastidiosi tempi di recupero.

Per una  
pelle sana  
e bella.



# CRP LAB

## Tecnologia dei Liposomi.

Il TDDS - sistema transdermico è una rivoluzione tecnologica assoluta nell'ambito dermatologico. Infatti, i nano liposomi, simili alle membrane cellulari, trasportano il concentrato dei principi attivi direttamente all'interno della pelle, generando una notevole compatibilità cutanea.

### VITAMIN C-15 FORTE AMPOULE

Una formula rivoluzionaria a base di antiossidanti, di ultima generazione ricca di vitamina c, viene veicolata nei liofili della pelle. Questi principi attivi penetrano attraverso la barriera cutanea, con un effetto immediato, aumentando la luminosità della pelle, la quale risulta vitale e rassodata.

### CELLULAR RENEWAL AMPOULE

Attiva i processi di rigenerazione della pelle attraverso la lattoferrina, che in aggiunta alla vitamina A (Retinolo), migliora l'elasticità, la compattezza e la struttura della pelle. Tale formula stimola i meccanismi di riparazione del dna delle cellule cutanee e preserva la preziosa idratazione della pelle.

### COLLAGEN HYDRATING MASK

La nano bio-cellulose mask, con un'innovativa formula booster di collagene ed elastina, fornisce un'intensa idratazione, stimola la produzione di collagene, e ripristina l'elasticità della pelle attraverso la sua funzione antiossidante. Inoltre ha un effetto anti infiammatorio e lenitivo.

# AROCELL™

## Cosmetici del sistema della tossina botulinica senza ago.

L'applicazione della tossina botulinica era precedentemente riservata solo ai medici che la iniettavano nella pelle. La ricerca biotecnologica in Corea del Sud è riuscita per la prima volta a sviluppare un nuovo tipo di peptide della tossina botulinica in grado di penetrare la barriera cutanea senza iniezione. Il derivato brevettato del peptide botulinico può essere inserito nella pelle grazie ad una composizione galenica molecolare fine attraverso il TDDS - Trans Dermal Delivery System,. Questa innovazione rilassa i muscoli mimici in modo naturale e contribuisce ad un ringiovanimento cutaneo duraturo.

### BOTULCARE EX KIT

I peptidi botulinici, le cellule staminali vegetali e l'acido ialuronico (HA) sono combinati in un kit di ampolle Arocell™ Botulcare per realizzare una tipologia di trattamento e di cura unico, con molecole altamente e finemente concentrate. Le cellule staminali attivano efficacemente le cellule della pelle e promuovono la rigenerazione della pelle. La molecola dell'acido ialuronico (HA) favorisce l'idratazione nella matrice extracellulare (ECM).

Distende i tratti del viso, riduce linee e rughe, rende uniforme il tono della pelle, affina i pori e riequilibra la barriera cutanea.

# ECMV BOOSTER

## Extracellulare Matrix Vitalizer.

La Extracellulare Matrix, in breve ECM, è la sostanza acquosa nello spazio intercellulare (tra le cellule) nel tessuto connettivo, in cui avvengono tutti i processi di rigenerazione della pelle. È un fattore importante per il controllo fisiologico delle funzioni cellulari e la base per una struttura cutanea sana e compatta.

Tutti gli ECMV BOOSTER sono costituiti da 5 nutrienti essenziali identici alla pelle tra cui PDRN, un derivato del DNA dal salmone, che stimola l'attività cellulare e i processi di rigenerazione e ricostruzione della struttura della pelle.

Levigano l'incarnato, aumentano l'elasticità, così come il deposito di umidità e restituiscono alla pelle il suo splendore vitale e fresco. Sono adatti a tutti i tipi di pelle.






Fig.: I 5 principi attivi essenziali identici alla pelle per una struttura cellulare sana




### ECMV RA BOOSTER - Rigenerazione & Antietà

L'esclusiva combinazione di peptidi con retinolo e vitamina C induce la formazione di collagene ed elastina e ripristina l'elasticità della pelle.



### ECMV BR BOOSTER - Schiarimento & Rigenerazione

Un complesso a base di glutazione liposomiale, un potente antiossidante che illumina e schiarisce la pelle, uniforma il tono della pelle e aumenta l'elasticità.



### ECMV HG BOOSTER - Crescita dei capelli

La struttura del cuoio capelluto e dei capelli viene ricostruita, favorisce la crescita e il volume dei capelli. Lo zinco riduce il flusso di sebo, l'infiammazione e il prurito. Il pantenolo dona morbidezza al cuoio capelluto e lucentezza ai capelli.

# Cell Healer C20


Aumenta l'energia cellulare e la vitalità cellulare.

Cell Healer C20 è un attivatore a base di cellule staminali umane per la massima rigenerazione cellulare. Gli esosomi prodotti dalle cellule staminali contengono 6 speciali fattori di crescita e peptidi. Stimolano la comunicazione cellula-cellula, la crescita cellulare e ripristinano la struttura della pelle. La barriera cutanea viene rigenerata attraverso il naturale processo di risanamento della pelle. Grazie alle piccole dimensioni della molecola, gli esosomi penetrano rapidamente nella pelle con l'aiuto del TDDS - Trans Dermal Delivery System e raggiungono le cellule staminali. L'aumento dell'energia cellulare aumenta il contenuto di umidità, attiva la sintesi di collagene ed elastina e aumenta l'elasticità e la resistenza della pelle.


Cell Healer C20 ha un effetto levigante e di ringiovanimento della pelle e dona un aspetto luminoso, vitale e radioso. È adatto a tutti i tipi di pelle e capelli.




49,2 miliardi di esosomi



Alta concentrazione di fattori di crescita della pelle



Penetrazione rapida e profonda della pelle



Exosome 1/1700 dimensione del poro





# JiNu Patch

Il primo acido ialuronico  
puro al 100%.

Un film transdermico di acido ialuronico (HA) è l'innovazione nella tecnologia dell'acido ialuronico. JiNu Patch è il primo acido ialuronico solido al mondo sotto forma di un cerotto sottile e trasparente.

Il liquido si dissolve completamente nel cerotto, l'acido ialuronico viene immediatamente attivato e con l'aiuto della nanoporazione attraverso il FEATHER TOUCH™ penetra in profondità. Tale cerotto ha un'elevata capacità di trattenere all'interno della pelle l'umidità, generando un effetto idratante. JiNu Patch garantisce una stabilità cellulare nella MEC e svolge un ruolo importante nella proliferazione cellulare (crescita cellulare). Il film protettivo realizzato con l'HA più puro favorisce il risanamento cellulare e rigenera la barriera cutanea.

JiNu Patch ha un effetto levigante sulla pelle, le dona più volume e rende la pelle piacevole e fresca.

100% ACIDO IALURONICO (HA)

100% FRESCO E DELICATO PER LA PELLE

SENZA CONSERVANTI E SOLVENTI






Stimolazione  
leggera come  
una piuma,  
grande effetto.

# NANOPORAZIONE

Nano tecnologia senza ago.

Tale brevetto contiene 49 componenti piramidali finissimi e concavi realizzati in silicone medicale, per far penetrare i sieri dei principi attivi nella pelle, producendone gli effetti. La nanoporazione rende la pelle più permeabile ai principi attivi. Il TDDS - sistema transdermico permette a tali principi di penetrare a livello liposomiale, nel sito di azione della pelle, producendo i loro effetti.



Tale procedimento, è stato scientificamente provato dal professor dottor Paasch della Skin Clinic Leipzig, che ha effettuato e diretto una nanoscopia a fluorescenza .

Da tale analisi, emerge che i principi attivi dei sieri ,vengono nanoporati in profondità della pelle attraverso delle mini onde generate dalle nano tip. Grazie alla tecnica della fluorescenza, come emerge dal colorante depositato in quella zona, si può effettivamente osservare come il siero penetra nello strato corneo.




Fig.: nanoscopia fluorescente scientifica

“Sono sorpreso di quanto il colorante sia penetrato in modo localizzato oltre lo stato corneo, depositandosi in questa area.“

Prof. Dr. med. habil. Uwe Paasch  
Uni Hautklinik Leipzig  
Fluoreszenz-Nanoskopie

## VANTAGGI DEL TRATTAMENTO

piacevole sensazione di benessere

Tempo del trattamento di breve durata

Può essere utilizzato individualmente  
senza un apporto professionale

Risulta essere adatto ad ogni tipologia e  
fototipo della pelle

Non ha stagionalità e può essere  
utilizzato in ogni momento dell'anno  
senza controindicazioni

Risultati immediatamente visibili ed effetti  
sostenibili a lungo termine.

Attenzione: Tale trattamento con tecnologia FEATHER TOUCH™ può essere effettuato solo con i sieri a base di nano ingredienti attivi certificati dall'azienda Landsberg.



# FEATHER TOUCH™ A CASA

Per una pelle bella e giovane.

Per mantenere la tua pelle più fresca e levigata nel tempo, è consigliabile oltre il trattamento professionale in istituto, una cura complementare della pelle da effettuare a casa.

Già dopo la prima applicazione, il colorito dell'incarnato risulterà più luminoso e con l'intensificarsi dei trattamenti la pelle apparirà più vitale e armoniosa in modo costante.

Il protocollo prevede un trattamento intensivo di 2-3 volte a settimana per un periodo di 3 settimane. Dopo la prima fase, si consiglia di effettuare il trattamento una volta a settimana a scopo di mantenimento del risultato ottenuto e a scopo preventivo.

ZONA OCULARE



Età: 38 - dopo 5 trattamenti FEATHER TOUCH™

FRONTE



Età: 72 - 9 mesi dopo 5 trattamenti FEATHER TOUCH™





Movimenti verticali



Movimenti orizzontali

OPZIONALE



Movimenti circolari

FEATHER TOUCH™  
deve essere posizio-  
nato, in modo vertice-  
le e piatto rispetto la  
superficie da trattare.  
Successivamente si  
effettuano circa 3 pass-  
aggi, in base allo stato  
della pelle, con movi-  
menti delicati e lenti.



# APPLICAZIONE

Passo dopo passo.

## 1 NANO INGREDIENTI ATTIVI

- Utilizzando i sieri con nano ingredienti attivi, dividi il suo viso in 4 zone: Fronte, Naso, Guance, Mento
- Utilizzando l'apposito applicatore, viene steso il prodotto a base di principi attivi sulla pelle deteresa.

## 2 NANOPORAZIONE

Tenere il FEATHER TOUCH™ in posizione verticale e piatta rispetto la superficie della pelle ed effettuare senza pressione, dei movimenti delicati e lenti sull'area da trattare. Contemporaneamente a tale procedimento, utilizzando l'altra mano, con le dita effettuare delle leggere pressioni allo scopo di rassodare l'area della pelle trattata.

Nella 1° Fase del trattamento, con il FEATHER TOUCH™ viene trattata la pelle con movimenti delicati in senso verticale, trattando prima la parte destra e poi la parte sinistra del viso.

Nella 2° Fase si ripete il trattamento con movimenti in senso orizzontale. A seconda della tipologia della pelle da trattare, può essere effettuato, con lenti movimenti circolari, un 3° passaggio.

## 3 NANO BOOSTING-MASK

- Infine applicare la maschera idratante al collagene e lasciarla in posa per almeno 10 - 15 minuti.
- Rimuovere la maschera e massaggiare i principi attivi residui fino al completo assorbimento.
- Suggerimento: Per un ulteriore effetto rinfrescante, conservare la maschera idratante al collagene in frigorifero.

## 4 ISTRUZIONI IMPORTANTI

- Segui il tuo piano di trattamento personalizzato dal tuo professionista della cura della pelle FEATHER TOUCH™.
- Non far scorrere FEATHER TOUCH™ su un punto per più di tre secondi.
- Non eseguire più di un massimo di 3 ripetizioni per passaggio di applicazione.
- Non superare la raccomandazione di 2 o 3 trattamenti a settimana.
- Non utilizzare la Nano Tip per più di un trattamento viso. - Durante il giorno, indossare un fattore di protezione solare elevato garantito al 100%, ad es. B. Aptosol™ di Landsberg.
- Utilizzare solo prodotti certificati per FEATHER TOUCH™.

FEATHER TOUCH™  
✦ LANDSBERG



[www.landsberg.eu](http://www.landsberg.eu)